

Flexible und positionsunabhängige Rufmöglichkeit!

Die Birntasterserie KlickLine überzeugt durch Design und Ergonomie. Der integrierte Funkempfänger macht die Anbindung von Zusatz-Rufgeräten einfach wie nie zuvor. Das lästige Umstecken von Birntaster und Funkempfänger entfällt. Das Personal kann sicher sein, dass der Patient immer eine Rufmöglichkeit hat.

Austauschbare Anschlussleitung

Eine Folientastatur erlaubt die einfache Reinigung. Beidseitig steckbare und in verschiedenen Längen verfügbare Anschlussleitungen lassen sich ohne Werkzeug austauschen. Mit dem neuen Anschlusskonzept wird der Austausch zu kurzer oder defekter Anschlussleitungen zum Kinderspiel.

Die Standardlängen der Anschlussleitungen betragen 3 oder 5 Meter, mit oder ohne Abreißschutz lieferbar.

Bis zu 4 Funksender können von dem Funkempfänger verwaltet werden. So kann zu dem Funksender in der Armbandausführung parallel z. B. noch eine Trittsensormatte mit Funksender betrieben werden.



Folientastatur mit Druckpunkt

Überwacht nach DIN VDE 0834

Gewicht (ohne Anschlussleitung): 120 g

Abmessungen (B x H x T): 48 x 140 x 24 mm

Sendeempfangsfrequenz: 868,30MHz Spannungsversorgung: aus Rufanlage

Mögliche Sender **Empfänger** Birntaster mit Funksender Funksender Zusatzgeräte mit Funkempfänger Halsband Armband Funksender Funkempfänger im 3 oder 5 m Birntaster integriert, Anschlussleitung spart einen Steckplatz an der Steckvorrichtung

iNET-Lichtruf und Kommunikationssystem Rufanlagensystem nach DIN-VDE 0834 für stationäre oder mobile Pflege

iDENT-Call-Funk-Notruf mit Lokalisierung

Drahtloses Rufsystem für die einfache Nachrüstung ohne Leitungsverlegung

Desorientiertenschutzsystem Transponderlösung für einfache Türüberwachung bishin zur komplexen Türsteuerung



Patienten-TV-System Steuerung des TV-Gerätes durch das Bediengerät der Lichtrufanlage



Funk-Systeme und Zubehör Lösungen zur komfortablen Erhöhung des Aktionsradius durch Funkkomponenten



Notruftelefone

Autarke Notruflösungen für das Betreute Wohnen



SonicSentinel-Schallwächter

Für das Erkennen kritischer Situationen von Menschen in Pflege und häuslicher Umgebung

KONTAKT



HAUPTSITZ

ILPER-Elektronik GmbH & Co.KG Rothensteiner Str. 1

27412 Tarmstedt

Tel: +49 (4283) 98 274 0 Fax: +49 (4283) 98 274 29

Email: info@ilper.net

BÜRO SÜDWEST

ILPER-Elektronik GmbH & Co.KG

Württemberger Str. 31

78628 Rottweil

Tel: +49 (741) 17 57 56 78

Fax: +49 (741) 17 57 56 83

Email: vertrieb@ilper.net

INTERNET

www.ilper.net

FACHHANDEL

Rothensteiner Str. 1, 27412 Tarmstedt, Telefon: (04283) 98 274-0, Fax: (04283) 98 274-29, Email: Info@ilpernet ILPER-Elektronik GmbH & Co KG,